



Novedades



IR GROUP
Advanced Devices

IR RF FRACTIONAL QUICK II

EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA
FRACCIONADA COMBINA LA
MICROPUNCIÓN MÁS EFICAZ CON LOS
BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA
RADIOFRECUENCIA

IR CAVITATION QUICK II

EQUIPO DE ULTRASONIDO COMBINA
CAVITACION CON INTRODUCCION DE
PRINCIPIO ACTIVO LIPOSOMADO

IR RF QUICK II

EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA
MONOPOLAR RESISTIVA Y MULTIPOLAR

IR VACUUM QUICK II

EQUIPO DE VACUUMTERAPIA COMBINA
DOS APLICADORES PARA
TRATAMIENTOS EN MOVIMIENTO Y
TRATAMIENTOS PUNTUALES

IR RF FRACTIONAL QUICK III



**EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA
FRACCIONADA COMBINA LA
MICROPUNCIÓN MÁS EFICAZ
CON LOS BENEFICIOS DE LA
TECNOLOGÍA RADIOFRECUENCIA**

Radiofrecuencia
Micropunción e IR
Pharmaesthetics



IR RF FRACTIONAL QUICK III

EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA FRACCIONADA COMBINA LA MICROPUNCIÓN MÁS EFICAZ CON LOS BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA RADIOFRECUENCIA

Radiofrecuencia, micropunción e IR Pharmaesthetics

La terapia de renovación celular ha provocado grandes mejoras en los resultados de tratamientos estéticos. El principio de impedancia en los tejidos y el calor obtenido han generado una estimulación y regeneración celular que mejora la actividad, restaura funciones internas y solventa los problemas de acumulación de grasa. La micropunción consigue introducir principios activos y factores de crecimiento para realizar múltiples tratamientos según nuestro diagnóstico.

Principio de acción de radiofrecuencia

Equipo de radiofrecuencia fraccionada de alta potencia con la combinación de tecnología de micropunción. Cuenta con un amplio abanico de puntas para adaptarnos a tratamientos faciales y corporales.

- Tecnología micropunción: Objetivo de nueva creación de colágeno y elastina para la reestructuración de epidermis y dermis. Introducción de principio activo estéril.
- Tecnología multipolar: Objetivo de reafirmación y remodelación facial y corporal. Cuenta con aplicador bipolar no fraccionado para estímulos superficiales.
- Por último, potencia, frecuencia e intensidad ajustables, para conseguir mayor concentración en la zona deseado y poder elegir el número de puntas idóneo.

Procedimiento estético más común en el mundo de la estética y la medicina estética. Tratamientos de introducción de principio activo y de antienvjecimiento.

Tratamiento antienvjecimiento:
Movimiento rotacional tiene consecuencia sobre el colágeno. Dicho movimiento provocará un calentamiento:

- Contracción inmediata
- Remodelación y renovación

Tratamiento micropunción: Capacidad de generar neocolagénesis y neoelastogénesis, renovar la tejido simulando un efecto exfoliante e introducir producto estéril en formato vial o ampolla.

Evolución del famoso dispositivo DERMA IR.



IR RF FRACTIONAL QUICK III

EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA FRACCIONADA COMBINA LA MICROPUNCIÓN MÁS EFICAZ CON LOS BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA RADIOFRECUENCIA

Ventajas del equipo

DOBLE EFECTO

- Combina la tecnología RF con el famoso sistema microneedling y los productos estériles de IRPharmaesthetics.

ALTA POTENCIA

- Aplicación de alta temperatura con potencias de 1 a 200W para conseguir temperaturas superiores a 40°C.

REDUCE RIESGO

HIPERPIGMENTACION

- A diferencia de sistemas láser, la radiofrecuencia fraccionada reduce los riesgos de hiper e hipopigmentación en fototipos más oscuros.

PRECISIÓN Y CONTROL

- Motor ideal para los tratamientos microneedling, sin choque para la epidermis y pudiendo ajustar la profundidad de cada uno de nuestros disparos.

PUNTAS DE TRATAMIENTO

- Gran elección de puntas de tratamiento donde decidiremos la lesión a realizar según el diagnóstico realizado.

APLICADORES TRATAMIENTO

- Elección muy completa donde incluimos sistemas no invasivos para el tratamiento de mantenimiento y/o efecto glow.

Componentes principales:


1. Unidad principal
2. Aplicador microneedling RF
3. Aplicador bipolar RF
4. Aplicador frío

Dispositivo última generación con tecnología RF.
Aplicación fraccionada y no fraccionada

Ficha técnica

Pantalla equipo	7 pulgadas
Potencia RF salida	200W
Intensidad	0-100 (10 niveles)
Frecuencia RF	2-4MHz ajustable
Puntas	Nano puntas 64 puntas 25 puntas 10 puntas
Profundidad	0.2-3.5mm (0.1mm)

Área tratamiento	1x1cm2
Frío	5°C
Repeticiones	0.2 / 0.5 / 1 / 2 s
Duración	0.1-0.6s
Succión	2 niveles



IR CAVITATION QUICK II

**EQUIPO DE ULTRASONIDO
COMBINA CAVITACIÓN CON
INTRODUCCIÓN DE
PRODUCTO LIPOSOMADO**

la frecuencia
más estudiada
40 KHz
La mayor
potencia del
mercado 100W



IR CAVITATION QUICK II

EQUIPO DE ULTRASONIDO COMBINA CAVITACIÓN CON INTRODUCCIÓN DE PRODUCTO LIPOSOMADO

La terapia reductora más conocida y efectiva del mercado aparece a su frecuencia más estudiada 40kHz con una de las mayores potencias del mercado 100W.

Su efecto de degradación en el tejido adiposo permite tratar desde las zonas más puntuales a los mayores tejidos corporales con grandes resultados.

Su combinación con ampollas y viales en IR Pharmaesthetics y la utilización de sonoforesis de 1MHz para la potenciación con cremas reductoras RBC han supuesto el paso definitivo en el tratamiento corporal completo.

El equipo de cavitación de alta potencia cuenta con la combinación de sonoforesis para la potenciación de tratamientos con productos con factores de crecimiento y principios activos más actuales del mercado. Ofrece un amplio abanico de electrodos para adaptarnos a todas las zonas corporales con alta efectividad.

- Tecnología cavitación 40kHz: Objetivo de reducción de grasa, aumenta la microvibración del tejido adiposo para su posterior implosión y expulsión mediante el sistema linfático.
- Tecnología sonoforesis 1MHz: Objetivo de preparación, estimulación y potenciación del tratamiento. 3 aplicadores distintos para zonas puntuales pequeñas, zonas medias y zonas grandes.



IR CAVITATION QUICK II

EQUIPO DE ULTRASONIDO COMBINA CAVITACIÓN CON INTRODUCCIÓN DE PRODUCTO LIPOSOMADO

Ventajas del equipo

DOS FRECUENCIAS

- Aplicación de 1MHz y 40kHz para realizar tratamientos reductores, remodelantes y reafirmantes.

ALTA POTENCIA

- Aplicación de alta potencia hasta 100W para alcanzar la degradación efectiva en todos los índices de masa corporal.

DISTINTOS NIVELES DE TRABAJO

- Cuenta con 5 niveles de trabajo que hacen indoloro y efectivo el tratamiento de reducción y degradación del adipocito.

TECNOLOGÍA CAVITACIÓN

- Reducción rápida del tejido adiposo mediante micro-burbujas que degradan el adipocito.

TECNOLOGÍA SONOFORESIS

- Introducción de principio activo liposomado, preparación y estimulación de la piel mediante micro-vibración superficial.

APLICADORES TRATAMIENTO

- Elección muy completa y adaptada a los requisitos de todas las zonas corporales. Desde zonas muy puntuales a zonas de gran tamaño y volumen.

Componentes principales:

1. Unidad principal
2. Aplicador cavitación 40kHz
3. Aplicador sonoforesis 1MHz
4. 3 electrodos 1MHz

Dispositivo altamente versátil con tecnología cavitación y sonoforesis con múltiples electrodos.

Ficha técnica

Pantalla equipo	7 pulgadas
Potencia equipo	100W
Energía cavitación	1-5J/cm3
Frecuencia cavitación	40kHz
Modos trabajo	1-5
Diametro aplicador	45mm

Energía sono	1-5J/cm3
Frecuencia sono	1MHz
Modos trabajo	1-8
Diametro electrodos sono	3 electrodos: 8mm 45mm 65mm



IR RF QUICK II

**EQUIPO DE
RADIOFRECUENCIA
RESISTIVA Y MULTIPOLAR
MÁS POTENTE DEL
MERCADO**

La aplicación
monopolar y bipolar
consigue tratar
todos los tejidos
siendo efectivos
tanto en
reafirmación como
en reducción



IR RF QUICK II

EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA MONOPOLAR RESISTIVA Y MULTIPOLAR RADIOFRECUENCIA MÁS POTENTE DEL MERCADO

Tratamientos reductores y de antienvjecimiento.

Tratamiento antienvjecimiento: Movimiento rotacional tiene consecuencia sobre el colágeno. Dicho movimiento provocará un calentamiento:


- Contracción inmediata
- Remodelación y renovación

Tratamiento reductor: Tendrá un mejor resultado sobre tejidos de mayor resistencia y por tanto provocará la degradación en el panículo adiposo.

La terapia de renovación celular ha provocado grandes mejoras en los resultados de tratamientos estéticos. El principio de impedancia en los tejidos y el calor obtenido han generado una estimulación y regeneración celular que mejora la actividad, restaura funciones internas y solventa los problemas de acumulación de grasa. La aplicación monopolar y bipolar consigue tratar todos los tejidos siendo efectivos tanto en reafirmación como en reducción.

El equipo de radiofrecuencia de alta potencia con la combinación de tecnología monopolar y bipolar. Cuenta con un amplio abanico de electrodos para adaptarnos a tratamientos faciales y corporales.

- **Tecnología monopolar:** Objetivo de reducción de grasa, aumenta la temperatura para conseguir una degradación considerable en el tejido subcutánea. Cuenta con placa de retorno metálica.
- **Tecnología multipolar:** Objetivo de reafirmación y remodelación facial y corporal. Cuenta con aplicadores bipolares de gran profundidad y aplicador tripolar y pentapolar de gran cantidad de energía.
- Por último, frecuencia ajustable para conseguir mayor concentración en la zona deseado.



IR RF QUICK II

EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA MONOPOLAR RESISTIVA Y MULTIPOLAR
RADIOFRECUENCIA MÁS POTENTE DEL MERCADO

Ventajas del equipo

AJUSTE DE FRECUENCIA

- Aplicación de frecuencia de 1-10MHz, pudiendo tratar con efectividad zonas faciales y corporales.

ALTA ENERGÍA

- Aplicación de alta temperatura con energías de 1 a 100J para conseguir temperaturas superiores a 40°C.

TECNOLOGÍA RESISTIVA

- Tecnología más versátil en RF. Podemos conseguir de manera sencilla y rápida el estímulo en dermis e hipodermis.

TECNOLOGÍA MONOPOLAR

- Consigue tratar con efectividad la hipodermis y optar a reducciones altamente efectivas en todo tipo de tallas.

TECNOLOGÍA BIPOLAR

- Idónea en reafirmación y remodelación por su alta temperatura conseguida en dermis y estimulación de colágeno y elastina.

ELECTRODOS TRATAMIENTO

- Elección muy completa donde podremos optar por electrodos pequeños y con alta concentración de energía o de gran tamaño para tratar zonas amplias corporales.

Componentes principales:

1. Unidad principal
2. Aplicador bipolar + 4 electrodos
3. Aplicador monopolar + 5 electrodos
4. Placa de retorno

Dispositivo altamente versátil con tecnología resistiva y aplicadores monopolar y bipolar con múltiples electrodos.

Ficha técnica

Pantalla equipo	7 pulgadas
Potencia RF salida	200W
Energía RF	1-100J/cm3
Frecuencia RF	1-10MHz ajustable
Aplicadores	RF resistiva monopolar
	RF resistiva bipolar

Electrodos monopolar	5 electrodos + placa retorno
Electrodos bipolar	4 electrodos: 2 uds. bipolar 1 ud. tripolar 1 ud. pentapolar



IR VACUUM QUICK II

**EQUIPO DE VACUMTERAPIA
COMBINA DOS APLICADORES
PARA TRATAMIENTOS EN
MOVIMIENTO Y
TRATAMIENTOS PUNTUALES**

La combinación de la tecnología con viales, ampollas y cremas corporales ha mejorado los resultados permitiendo incrementar los procesos de reducción, reafirmación y remodelación de la piel.



IR VACUUM QUICK II

EQUIPO DE VACUMTERAPIA COMBINA DOS APLICADORES PARA TRATAMIENTOS EN MOVIMIENTO Y TRATAMIENTOS PUNTUALES

Ventajas del equipo

- DOS APLICADORES
 - Aplicador de tratamiento en movimiento.
 - Aplicador de tratamiento previo y estático.
- REGULACIÓN ANALÓGICA Y PRECISA Regulación de caudal de aire mediante salida analógica para garantizar el ajuste para preciso en zonas conflictivas.
- ALTA POTENCIA SUCCIÓN Succión hasta 100kPa para tratamientos en zonas de celulitis dura y movilización efectiva de grasa localizada.
- SUCCIÓN Y RELAJACIÓN REGULABLES Tiempos de succión y relajación regulables para evitar aparición de hematomas y trabajar con alta seguridad para el paciente.
- APLICADOR ESTÁTICO
 - Cuenta con un aplicador estático, sin movimiento, de calidad metálica.
 - APLICADOR "IN MOTION" Cuenta con un aplicador en movimiento, de calidad metálica que acompaña la succión de pequeñas bolas en el cabezal para mejorar su movimiento sobre paciente.


Componentes principales:

- 1.Unidad principal
 - 2.Aplicador vacumterapia + movimiento
 - 3.Aplicador vacumterapia
- Dispositivo que ofrece la tecnología vacuum estática y en movimiento en el mismo equipo.

Ficha técnica

Pantalla equipo	7 pulgadas
Potencia equipo	100W
Aplicadores	1. In motion 2. Estático
Intensidad succión	10-100kPa
Modos trabajo	1-8
Dimensiones	34x40x22cm

Tiempo succión	500-5000ms
Tiempo relajación	500-5000ms
Diametro aplicador 1	8cm
Diametro aplicador 2	6cm
Peso	8,5kg



IR VACUUM QUICK II

EQUIPO DE VACUMTERAPIA COMBINA DOS APLICADORES PARA TRATAMIENTOS EN MOVIMIENTO Y TRATAMIENTOS PUNTUALES

Principio de acción de vacumterapia

Procedimiento corporal de remodelación y drenaje no invasivo más común en el mundo de la estética y la medicina estética.

Un mecanismo de aspiración regulable que forma un leve pliegue cutáneo. Dicho pliegue provoca un estiramiento de las fibras conectivas de la piel y una presión negativa sobre la zona que produce una elevación de los tejidos hacia la superficie.

Segundo mecanismo de movimiento, para permitir el desplazamiento del pliegue realizado sin producir fricción, hematoma u otros daños sobre la piel.


La vacumterapia nace como proceso no invasivo, donde utilizamos un dispositivo para facilitar la succión de la piel y sus tejidos, realizando un desplazamiento de los tejidos hacia el exterior. Herramienta altamente eficaz en drenaje linfático, es una alternativa y un complemento a dispositivos de body contouring, reafirmación e incluso reducción de tejidos corporales.

Equipo de vacumterapia de succión regulable de 10-100kPa con aplicadores "in motion" o aplicadores estáticos.

Ofrece un amplio abanico de opciones, con dos aplicadores y regulación de succión analógica.

Tecnología vacumterapia: Aplicador estático, tipo copa, para movimientos de apertura en tratamientos corporales. Sistema de preparación para tratamientos corporales reductores. Tecnología vacumterapia "in motion": Aplicador en movimiento para los tratamientos de reducción, reafirmación, remodelación y drenaje linfático.

Equipo IR PHARMAESTHETICS de alta funcionalidad y versatilidad en el tratamiento corporal.



VIALES Y AMPOLLAS ESTÉRILES

IR Pharmaesthetics, viales estériles. Fabricados en España, en planta de producción de productos sanitarios Clase II y Clase III Tópicos e Inyectables. Cuentan con estudios "in vivo" e "in vitro" que avalan su eficacia en tratamientos en los que hasta ahora no había eficacia contrastada.

En la fabricación de los viales IR Pharmaesthetics emplea materia prima biotecnológica con patente, en un extraordinario proceso de fabricación que garantiza la eficacia de los activos. Siguiendo nuestra política de calidad, investigación e innovación ponemos al alcance del profesional, los productos más vanguardistas en estética avanzada, basados y avalados por investigación farmacéutica y los mejores profesionales del desarrollo dermocosmético y biotecnológico.



LÍNEA DE COSMÉTICA PROFESIONAL CON FACTORES DE CRECIMIENTO



Cosmecéuticos con una formulación muy compleja incluyendo activos como, factores de crecimiento, células madre y mejoran mucho la capacidad a nivel celular para defenderse y protegerse de los agentes medioambientales externos que aceleran el proceso de envejecimiento.


- Mayor cantidad de ingredientes activos
- Mayor actividad y penetración
- Ingredientes justificados por investigaciones y estudios clínicos.
- Estudios de eficacia que prueban la actividad en la piel del usuario
- Estudios de compatibilidad con el vehículo o con otros activos que suelen usarse
- Diferencia visible en el tiempo
- Más específicos y selectivos

RBC FACTOR DE CRECIMIENTO obtienen sus factores de crecimiento mediante bioingeniería, en este proceso se "enseña" a las plantas (no transgénicas) a producir proteínas que tengan una estructura igual a la humana y así poder ser reconocidos por los receptores presentes en las células humanas lo que asegura una eficacia muy alta debido a la especificidad de los factores usados en nuestros cosméticos haciendo que los resultados sean visibles en poco tiempo.

NUEVO MODELO PARA TU NEGOCIO, EL CONTRATO DE SUMINISTRO

Compra tu cosmética* profesional y te cedemos el equipo para que potencies tus tratamientos.
CONSULTA CONDICIONES

*Excepto viales y ampollas





Calle Comercio, 5. Alicante.
Teléfono 965108052. 673884446.

www.group.es



Calle Vilamarí, 75. Barcelona
Teléfono 965108052. 673884446.